

OXIGEN 30 (PMC)

**DISINFETTANTE A BASE DI
OSSIGENO ATTIVO**



TANICA: 12 kg



24000 Rev.03 del 06/07/2020

SPECIALI

IGIENIZZANTI

Composizione

100g di prodotto contengono:
Perossido d'idrogeno g 35,0
Coformulanti q.b. a g 100,0

pH

7,00 ± 0,5 (1%)

Peso specifico

1,130 ± 0,01 g/ml

Omologa:

- PRODOTTO BIOCIDA (PT2/PT4)

Autorizzazione Presidio Medico Chirurgico (PMC) in deroga ex art. 55.1 del BPR

Titolare dell'autorizzazione:

Aral srl - Via Antonio Gramsci, 41 - Moglia (MN)

- Prodotto idoneo all'autocontrollo HACCP (Reg. Com. n. 852/2004)

- Contenente principio attivo previsto dalla circolare 0005443 del 22/02/2020 del DGPRES (Ministero della Salute)

Applicazioni

Disinfettante liquido concentrato a base di perossido d'idrogeno, idoneo per il trattamento di superfici ed ambienti esposti ad un frequente passaggio. OXIGEN 30 non è aggressivo su metalli e superfici idrocompatibili, compresi i tessuti.

Prodotto utilizzabile a nebbia fredda.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Uso e Dosi

Secondo circolare 0005443 del 22/02/2020:

Trattamento NEBBIA FREDDA: diluire il prodotto 1,5% in acqua.

Trattamento di superfici e macchinari: diluire il prodotto 1,5% - 3,0% in acqua.



Indicazioni di pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

Lavare accuratamente dopo l'uso. Indossare guanti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. Evitare di respirare i vapori.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore- Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali.